

**EMIE**  
ITALY  
**estetica**

**RIGENERA3**  
RF-Softlaser-LED-Vacuum

Action combinée pour des effets  
extraordinaires sur  
le visage et le corps

*Combined action  
for extraordinary effects  
on face and body*

Made in Italy





## ACTION SYNERGIQUE PROFONDE

L'action synergique du laser, de la LED et de la radiofréquence, renforcée par le massage endodermique, renforce la production de collagène et d'élastine, tout en améliorant la microcirculation.

## DEEP SYNERGIC ACTION

The synergic action of laser, LED and radiofrequency, enhanced by the endodermic massage, allows to increase the production of collagen and elastin and at the same time to improve the microcirculation.



Collagène et élastine  
Collagen and elastin

Cellules adipeuses  
Fat cells

## EFFICACITÉ PROUVÉE

Applications concentrées, sans aucun risque

Rigenera<sup>3</sup> est le fruit d'un travail expérimental de précision mené par nos consultants scientifiques et incarne à ce jour la réussite d'un objectif important : associer différentes technologies esthétiques efficaces en un seul équipement. Rigenera<sup>3</sup> a été testé pour chaque objectif de traitement avec d'excellents résultats.

## PROVEN EFFICACY


Focused applications in total safety

Rigenera<sup>3</sup> is the result of an accurate experimental work carried out by our scientific consultants and today it represents the achievement of an important target: to combine with great effect different aesthetic technologies in one equipment. Rigenera<sup>3</sup> has been tested for each target of treatment with excellent results.



avant/before

après/after



avant/before

après/after



avant/before

après/after

## RÉSULTATS GARANTIS SUR LE VISAGE ET LE CORPS

Rigenera<sup>3</sup> traite la cellulite et réduit l'effet peau d'orange. Il remodèle le corps et réactive le métabolisme tissulaire en renforçant la microcirculation et l'oxygénation. Cela tonifie les tissus en combattant le relâchement de la peau et donne un effet « lifting » au visage et au décolleté dès la première séance.

## GUARANTEED RESULTS ON FACE AND BODY

Rigenera<sup>3</sup> treats the cellulite reducing the orange peel skin, it remodels the body, it reactivates tissue metabolism - increasing microcirculation and oxygenation -, it tones up tissues fighting skin laxity and it gives lifting effect to face and décolleté from the first session.



Rides  
Wrinkles

Cicatrices d'acné  
Acne scars

Vergetures  
Stretch marks

Relâchement de la peau  
Skin laxity

Graisse localisée  
Localized fat

Cellulite (I-III stadio)  
Cellulite (stages I-III)

Rétention d'eau  
Water retention

## TÊTE FACIALE

Sa petite taille (diamètre de 3 cm) permet un traitement impeccable et agréable du visage, du cou et du décolleté. La sonde faciale Rigenera<sup>3</sup> exploite les bénéfices de la radiofréquence, de l'aspiration, du laser doux et de la LED rouge pour le traitement des rides, du relâchement de la peau et des petites imperfections.

## TÊTE CORPORELLE


La pièce à main ergonomique et légère est spécialement conçue pour agir sur la cellulite, remodeler la silhouette et éliminer les gonflements localisés. La sonde corporelle Rigenera<sup>3</sup> permet des traitements agréables et localisés, grâce à l'action remodelante de la radiofréquence, de l'aspiration, du laser doux et de la lumière de la LED rouge.

## FACE PROBE

*Its small size (diameter 3 cm), allows a perfect and pleasant treatment of visage, neck and décolleté. The Rigenera<sup>3</sup> face probe takes advantage of the benefits of radiofrequency, vacuum, softlaser and LED red light for the treatment of wrinkles, skin laxity and small imperfections.*

## BODY PROBE

*Its ergonomic and lightweight handpiece is specifically designed to operate on cellulite, body contouring and localized swelling. The Rigenera<sup>3</sup> body probe allows sweet and localized treatments, through the remodeling action of the radiofrequency, vacuum, softlaser and LED red light.*




## LOGICIEL 3D

Rigenera<sup>3</sup> est associé à un logiciel haute résolution en 3D qui permet d'associer chaque traitement prédéfini à de courts tutoriels vidéo qui montrent les mouvements à effectuer pour chaque traitement et chaque zone du corps ou du visage.

## 3D SOFTWARE

*Rigenera<sup>3</sup> has a new high-resolution software developed in 3D, thanks to which it is possible to associate each pre-set treatment with short tutorial videos, that show the right movements to be performed for each treatment on various areas of the body and face.*





## ACTION SYNERGIQUE PROFONDE

L'action synergique du laser, de la LED et de la radiofréquence, renforcée par le massage endodermique, renforce la production de collagène et d'élastine, tout en améliorant la microcirculation.

## DEEP SYNERGIC ACTION

The synergic action of laser, LED and radiofrequency, enhanced by the endodermic massage, allows to increase the production of collagen and elastin and at the same time to improve the microcirculation.



Collagène et élastine  
Collagen and elastin

Cellules adipeuses  
Fat cells

## EFFICACITÉ PROUVÉE

Applications concentrées, sans aucun risque

Rigenera<sup>3</sup> est le fruit d'un travail expérimental de précision mené par nos consultants scientifiques et incarne à ce jour la réussite d'un objectif important : associer différentes technologies esthétiques efficaces en un seul équipement. Rigenera<sup>3</sup> a été testé pour chaque objectif de traitement avec d'excellents résultats.

## PROVEN EFFICACY

Focused applications in total safety

Rigenera<sup>3</sup> is the result of an accurate experimental work carried out by our scientific consultants and today it represents the achievement of an important target: to combine with great effect different aesthetic technologies in one equipment. Rigenera<sup>3</sup> has been tested for each target of treatment with excellent results.



avant/before

après/after



avant/before

après/after



avant/before



après/after

## Description

### **Eme Régénérateur Rigenera 3**

Le traitement par Rigenera 3 est simple pour l'utilisateur. Il garantit des **résultats visibles dès la première séance**.

Les trois technologies sont utilisées simultanément pour agir en synergie et augmenter les avantages.

En quelques séances vous pouvez réduire et traiter :

- La rétention hydrique
- Cellulite de l' étape 1 à 3
- La graisse localisée
- Vergetures
- Relâchement de la peau
- Rides
- Poches sous les yeux
- Cicatrices d'acné

Il existe de nombreux protocoles avec des animations et des conseils sur la façon d'effectuer le traitement pour les hommes et les femmes.

Il y a aussi une section spéciale de caractères pour guider l'utilisateur dans l'exécution de mouvements qui stimulent les protocoles de la circulation lymphatique.

1. La légère aspiration crée un petit pli de peau. Ce petit détachement favorise la microcirculation.
2. Il induit une augmentation de la température par radiofréquence des tissus et favorise la production de collagène et d'élastine.
3. Le softlaser LED stimule la peau résultant plus détendue compact.

Pour faciliter le déplacement de la tête sur le corps, il est conseillé d'utiliser de l'huile sèche.

Le logiciel innovant d'animation 3D a plusieurs tutoriels qui suggère à l'utilisateur d'effectuer des mouvements :

#### CUISSE

- Essayez de réduire la cellulite effet peau d'orange

#### HANCHES

- Remodèle le corps
- Réactive le métabolisme des tissus, oxygénation
- Ravive la microcirculation, et combat la flaccidité de la peau

#### COU et DECOLLETE

- Fournit un effet lifting sur le visage et le décolleté