

Description

Eme Régénérateur Rigenera 3

Le traitement par Rigenera 3 est simple pour l'utilisateur. Il garantit des **résultats visibles dès la première séance**.

Les trois technologies sont utilisées simultanément pour agir en synergie et augmenter les avantages.

En quelques séances vous pouvez réduire et traiter :

- La rétention hydrique
- Cellulite de l' étape 1 à 3
- La graisse localisée
- Vergetures
- Relâchement de la peau
- Rides
- Poches sous les yeux
- Cicatrices d'acné

Il existe de nombreux protocoles avec des animations et des conseils sur la façon d'effectuer le traitement pour les hommes et les femmes.

Il y a aussi une section spéciale de caractères pour guider l'utilisateur dans l'exécution de mouvements qui stimulent les protocoles de la circulation lymphatique.

1. La légère aspiration crée un petit pli de peau. Ce petit détachement favorise la microcirculation.
2. Il induit une augmentation de la température par radiofréquence des tissus et favorise la production de collagène et d'élastine.
3. Le softlaser LED stimule la peau résultant plus détendue compact.

Pour faciliter le déplacement de la tête sur le corps, il est conseillé d'utiliser de l'huile sèche.

Le logiciel innovant d'animation 3D a plusieurs tutoriels qui suggère à l'utilisateur d'effectuer des mouvements :

CUISSE

- Essayez de réduire la cellulite effet peau d'orange

HANCHES

- Remodèle le corps
- Réactive le métabolisme des tissus, oxygénation
- Ravive la microcirculation, et combat la flaccidité de la peau

COU et DECOLLETE

- Fournit un effet lifting sur le visage et le décolleté